

DESCRIÇÃO

power bleaching é composto de um gel clareador para uso caseiro à base de peróxido de carbamida, nas concentrações de **10%, 16% e 22%**, destinado ao clareamento de dentes vitais e não vitais que incorpora novas tecnologias e bases científicas para oferecer o resultado almejado com o máximo de conforto durante o tratamento. O efeito clareador do produto já poderá ser observado nas primeiras horas de tratamento. Sua formulação e o protocolo de uso foram desenvolvidos para proporcionar diminuição da sensibilidade advinda do tratamento, tempo reduzido de aplicação diária, adaptação a rotina do paciente e facilidade no manuseio, tudo isso com o objetivo de recuperar a estética dos dentes a partir de um excelente clareamento.

INDICAÇÃO

Clareamento caseiro de dentes vitais e não vitais.

CONTRAINDICAÇÃO

Pacientes com hipersensibilidade ao produto. O produto não deve ser utilizado para clareamento dental interno.

COMPOSIÇÃO

Peróxido de Carbamida, Oxalato de Potássio, Fluoreto de Sódio, Espessante, Neutralizante, Conservante, Umectante, Água Purificada.

MODO DE USO

1. Escove os dentes adequadamente;
2. Teste as placas em posição, várias vezes;
3. Destaque a tampa da ponteira da seringa e em seguida coloque apenas 1 gota do gel clareador nos locais das placas (moldeiras) referentes aos dentes a serem clareados;
4. Leve as placas (moldeiras), uma a uma à boca e pressione-as com o auxílio dos dedos polegar e indicador contra os dentes para que o gel se espalhe e cubra toda a área a ser clareada;
5. Remova os excessos do gel com a ajuda do dedo indicador;
6. Após usar a placa (moldeira) carregada com o gel pelo tempo recomendado (de meia hora a duas horas diárias para as concentrações de 10% - 16% e de meia hora a uma hora diária para a concentração de 22%), retire a placa (moldeira);
7. Limpe a placa com o auxílio da escova dental e água corrente, seque e guarde a placa (moldeira) no porta-placa;
8. Enxágue a boca com água e, se julgar necessário, escove os dentes novamente.

CUIDADOS ESPECIAIS

1. Não coma, não beba e não fume enquanto estiver usando a placa (moldeira) carregada com o gel clareador;
2. Procure evitar, durante os dias que estiver clareando os dentes, a ingestão de bebidas e comidas com corantes. Se for consumi-las, faça com moderação;
3. Havendo sensibilidade dental ou queimor gengival, interrompa o tratamento e entre em contato com o seu dentista;
4. Use o gel na temperatura ambiente.

CONDIÇÕES

power bleaching 10%, 16% e 22%, embora tenham sido desenvolvidos para serem administrados pelo próprio paciente, devem ser utilizados com a supervisão de um dentista. Todavia, na presença de sensibilidade severa, é aconselhável reduzir o número de horas de clareamento diário, diminuir a quantidade de gel clareador empregado na moldeira e, se necessário, interromper o clareamento por alguns dias e consultar novamente o dentista. O dentista deverá informar o paciente situações em que poderá haver insucesso ou sucesso parcial do tratamento, diferenças consideráveis de cor entre os dentes, especialmente devido à presença de materiais restauradores e de restauração protéticas, entre outras.

CRIANÇAS

Este produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

REAÇÕES ADVERSAS

Durante a execução do clareamento, o paciente poderá sentir algum tipo de sensibilidade dental ou gengival. Na dúvida, procure sempre o seu dentista.

PRIMEIROS SOCORROS

Havendo contato do gel clareador com os olhos e pele, lave com água corrente e procure orientação do seu dentista se os sintomas persistirem. Havendo ingestão de grande quantidade do gel clareador, beba bastante água e procure orientação médica.

ARMAZENAMENTO

Mantenha a seringa bem fechada, em temperatura ambiente até 25° C, ao abrigo da luz solar e do calor. Seringas não utilizadas e dentro do prazo de validade devem ser guardadas na geladeira.



FABRICADO POR:

BM4 - Brasil Materiais e Instrumentais Ltda.

CNPJ: 10.478.262/0001-10

www.bm4.com.br

bm4@bm4.com.br

ENDEREÇO: Avenida Melvin Jones, Nº 773

Pq. Industrial Bandeirantes, Maringá, PR, 87070-030

REGISTRO ANVISA:

80563830001

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES:

0800 6449160

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Kellen P. Dib de Campos CRF/PR nº: 15807

DATA DA REVISÃO: 22/03/2017 rev.:00

B M 4